



# MANUAL DE USUARIOS

Módulo de Camas

---

## Tabla de contenido

Administrador de Camas y Ubicaciones..... 2

    Agregar una Nueva Ubicación ..... 2

    Editar el tamaño de las ubicaciones y agregar camas..... 3

Asignación Cama a Pacientes ..... 4


    Nuevo Servicio ..... **Error! Bookmark not defined.**

## Administrador de Camas y Ubicaciones

En este OWA se permite crear nuevas ubicaciones dentro del sistema reflejando las ubicaciones actuales dentro del hospital, y también permite crear camas dentro de ellas.




### Agregar una Nueva Ubicación



Para agregar una nueva ubicación dentro del sistema se deben de seguir los siguientes pasos:

- 1) +Agregar Nueva Ubicación:** Sirve para crear una nueva ubicación la cual tendrá el nombre del lugar, la ubicación padre (en caso de ser un cuarto o una sububicación) y una breve descripción del lugar.
- 2) Ubicación creada:** La ubicación creada aparecerá junto a las demás y se puede acceder a ella haciendo click en ella.

## Editar el tamaño de las ubicaciones y agregar camas



Existen dos partes principales para agregar camas a una ubicación creada:

- 1) **Editar el Layout:** Esta necesita dos valores, filas y columnas de la sala, correspondientes a las camas presentes dentro de la sala actual en el hospital.
- 2) **Crear cama:** Se hace click en la cama a ser creada y se especifican los valores siguientes:

The screenshot shows the 'Edit Bed' form in the OpenMRS interface. The sidebar menu on the left has 'Admission Locations' expanded, with 'Emergencia' selected. The main form area is titled 'Edit Bed' and contains the following fields: 'Location' (set to 'Emergencia'), 'Row' (input field with '1'), 'Column' (input field with '2'), 'Bed Number' (input field with '002'), and 'Bed Type' (dropdown menu with 'Disponible' selected). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons.


- a. **Fila:** Fila en la que se encuentra
- b. **Columna:** Columna en la que se encuentra
- c. **Numero de Cama:** Es el nombre o número de cama en la sala
- d. **Tipo de Cama:** Disponible por default

## Asignación Cama a Pacientes

En esta OWA se permite asignar un paciente a la cama correspondiente usando drag and drop:




### Mover un paciente a una cama




Se muestra la siguiente ventana, sin información adicional para agilizar el proceso de asignación de camas al paciente.

- 1) Seleccionar el paciente:** Se mantiene seleccionado el paciente.
- 2) Arrastrar a la cama correspondiente:** Se lo suelta en la cama y se confirma la asignación.



## Dar el alta a un paciente en una cama

Se puede mover al paciente directamente a la opción de darle el alta de la misma manera que se le asigna una cama.



- 1) Seleccionar al paciente:** Se mantiene seleccionado al paciente que se le desee dar el alta
- 2) Arrastrar a la opción de dar el alta:** Se lo suelta en la tarjeta de dar el alta y se confirma la acción.

